

標識 ウサギ抗ヒトCD47 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q08722

商品番号: CM0004261



前書き

ヒトCD47 (IAP/OA3)

を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。細胞接着、免疫調節、シグナル伝達に関与。研究および診断用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD47 mAb
備考/別名	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47 molecule
種	ヒト
遺伝子ID	961
免疫原	ヒトCD47 (NP_001768.1) のアミノ酸19-139に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08722
タンパク質分子量	31kDa/33kDa/35kDa
輸送	保冷バッグ