


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD47 モノクローナル抗体 - Q08722

商品番号: CM0008498



前書き

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD47
モノクローナル抗体。ヒトCD47 (SWISS: Q08722)
特異的。免疫調節、がん生物学、心血管機能における
CD47の役割の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD47 mAb
備考/別名	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47 molecule
種	ヒト
GeneID (ヒト)	961
GeneID	961
免疫原	ヒトCD47 (NP_001768.1) のアミノ酸19-139に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差性	ヒト
SWISS	Q08722
タンパク質分子量	31kDa/33kDa/35kDa
輸送	保冷バッグ