

Fc用ウサギ抗ヒトCD48 Mab - P09326

商品番号: CM0010408



前書き

で標識された、高品質なヒトCD48に対するウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）用途でバリデーション済みです。CD48は、T細胞およびNK細胞の活性化に関与するGPIアンカー型免疫調節因子です。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD48 mAb
備考／別名	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
種	ヒト
GeneID（ヒト）	962
GeneID	962
免疫原	ヒトCD48のアミノ酸27～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001769.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09326
タンパク質分子量	28kDa
輸送条件	保冷バッグ