


ウサギ抗ヒトCD48 モノクローナル抗体 For Fc - P09326

商品番号: CM0008994



前書き

この標識ウサギモノクローナル抗体は、造血細胞に広く発現するGPIアンカー型糖タンパク質であるヒトCD48（BCM1、BLAST、SLAMF2）を認識します。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションに適しています。免疫原：組換え融合タンパク質（アミノ酸27-220）。T細胞シグナル伝達や免疫細胞活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD48 mAb
備考/別名	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
種	ヒト
GeneID (Human)	962
GeneID	962
免疫原	ヒトCD48（NP_001769.2）のアミノ酸27-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09326
タンパク質分子量	19kDa/28kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）