

ウサギ抗ヒトCD48モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - P09326

商品番号: CM0005517



前書き

ヒトCD48（SLAMF2）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みで、免疫学研究において造血細胞上のCD48を確実に検出することができます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD48 mAb
別名	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	962
GeneID	962
免疫原	ヒトCD48（NP_001769.2）のアミノ酸27～220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09326
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	氷袋