


ウサギ抗ヒトCD5 Mab - P06127

商品番号: CM0012495



前書き

フローサイトメトリー（FC）用ウサギ抗ヒトCD5モノクローナル抗体。免疫調節に関与するT細胞表面糖タンパク質であるヒトCD5（SWISS: P06127）に特異的。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD5 mAb
備考／別名	T1; LEU1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	921
GeneID	921
免疫原	ヒトCD5のアミノ酸25～371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_055022.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
輸送条件	保冷バッグ