

ウサギ抗ヒトCd50(Icam-3) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P32942

商品番号: CM0010990



前書き

ヒトCD50/ICAM-

3に対する標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に最適化されており、白血球接着や樹状細胞相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD50(ICAM-3) mAb
備考/別名	CD50; CDW50; ICAM-R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3385
遺伝子ID	3385
免疫原	ヒトCD50(ICAM-3) (NP_002153.2) のアミノ酸30-114に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P32942
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ