

ウサギ抗ヒトCD51モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P06756

商品番号: CM0012280



前書き

ヒトCD51（インテグリン α -V、P06756）に対する結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（細胞内）での実用化が検証済みです。細胞接着、インテグリンシグナル伝達、ウイルス感染機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD51 mAb
別名	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3685
GeneID	3685
免疫原	合成ペプチド ヒトCD51 (NP_002201.2) のアミノ酸949～1048番内の配列に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P06756
タンパク質分子量	116kDa
発送	保冷剤