


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD52モノクローナル抗体 - P31358

商品番号: CM0012434



前書き

フローサイトメトリー用の高品質な結合ウサギ抗ヒトCD52モノクローナル抗体。ヒトCD52（SWISS P31358）に特異的で、FCでバリデーション済み。免疫表現型解析および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD52 mAb
備考／別名	HE5 ; CDW52 ; EDDM5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1043
遺伝子ID	1043
免疫原	ヒトCD52（NP_001794.2）のアミノ酸1～61内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P31358
タンパク質分子量	7kDa
輸送	保冷バッグ