


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD52 モノクローナル抗体 - P31358

商品番号: CM0009301



前書き

ヒトCD52（CAMPATH-1抗原、HE5）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み、ヒト特異的。Swiss-Prot: P31358、約7 kDaのGPIアンカー型糖タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD52 mAb
備考/別名	HE5; CDW52; EDDM5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1043
GeneID	1043
免疫原	合成ペプチド ヒトCD52 (NP_001794.2) のアミノ酸1-61に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P31358
タンパク質分子量	7kDa
発送	保冷剤（氷袋）