


ウサギ抗ヒトCD55 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08174

商品番号: CM0008685



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD55（DAF）モノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。GPIアンカー型補体制御タンパク質を認識。補体経路、ウイルス侵入、免疫回避に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD55 モノクローナル抗体
備考/別名	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1604
GeneID	1604
免疫原	ヒトCD55 (NP_000565.1) のアミノ酸35-353に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P08174
タンパク質分子量	41kDa
発送条件	氷袋