


## ウサギ抗ヒトCD55モノクローナル抗体（Fc用） - P08174

商品番号: CM0004517



### 前書き

ヒトCD55を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。補体調節、自然免疫、ウイルス侵入の研究に適しています。ヒトサンプルと反応し、複数のCD55アイソフォームを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名       | ウサギ抗ヒトCD55 mAb                                      |
| 備考／別名     | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE                           |
| 種         | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID（ヒト） | 1604                                                |
| 遺伝子ID     | 1604                                                |
| 免疫原       | ヒトCD55（NP_000565.1）のアミノ酸35-353番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                 |
| 分類        | モノクローナル抗体                                           |
| 用途        | FC（フローサイトメトリー）                                      |
| 交差反応性     | ヒト                                                  |
| SWISS     | P08174                                              |
| タンパク質分子量  | 39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa                       |
| 発送方法      | 保冷剤                                                 |