


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCD55 モノクローナル抗体 - P08174

商品番号: CM0008629



前書き

ヒトCD55（DAF）を標的とする高品質な標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。補体カスケードおよび宿主-病原体相互作用研究に最適です。 - P08174

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗ヒトCD55 mAb
備考/別名	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55分子
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1604
GeneID	1604
免疫原	ヒトCD55（NP_000565.1）のアミノ酸35-353に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P08174
タンパク質分子量	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
輸送	保冷バッグ