

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd56/Ncam1モノクローナル抗体 - P13591

商品番号: CM0004450

前書き

ヒトCD56/NCAM1に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。アミノ酸20-

413番を標的とした組換え免疫原を使用しており、ヒトと反応します。神経細胞接着およびウイルス-宿主相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD56/NCAM1 mAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
対象種	ヒト
GeneID	4684
免疫原	ヒトCD56/NCAM1 (NP_851996.2) のアミノ酸20-413番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	95kDa
発送方法	保冷剤