


ウサギ抗ヒトCD58 (Lfa-3) モノクローナル抗体 (Fc用) - P19256

商品番号: CM0008484



前書き

ヒトCD58 (LFA-3)を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。高特異性のこの試薬で、T細胞相互作用や免疫シナプス研究を進めてください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD58 mAb
備考/別名	CD58; LFA-3; LFA3; ag3; CD58 molecule
対象種	ヒト
遺伝子ID	965
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD58 (NP_001770.1)のアミノ酸29～215に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P19256
タンパク質分子量	26kDa/27kDa/28kDa
発送	氷袋