


ウサギ抗ヒトCD58 Mab（Fc用） - P19256

商品番号: CM0011454



前書き

ヒト検体のフローサイトメトリーで検証済みの標識ウサギ抗ヒトCD58モノクローナル抗体（LFA-3、ag3）です。T細胞相互作用に重要なCD2リガンドである28kDaのリンパ球機能関連抗原3を検出します。免疫シナプスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD58 mAb
別名	ag3; LFA3; LFA-3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	965
GeneID	965
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD58（NP_001770.1）のアミノ酸29～215番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P19256
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤