


ウサギ抗ヒトCD58モノクローナル抗体（Fc用） - P19256

商品番号: CM0005123



前書き

ヒトCD58（LFA-3）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、T細胞接着、免疫シナプスダイナミクス、リンパ球相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD58 mAb
別名	ag3; LFA3; LFA-3
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	965
遺伝子ID	965
免疫原	ヒトCD58（NP_001770.1）のアミノ酸29～215番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P19256
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤