


ウサギ抗ヒトCD59モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13987

商品番号: CM0010662



前書き

フローサイトメトリーでの使用が検証済みの標識ウサギ抗ヒトCD59モノクローナル抗体です。細胞を補体溶解から保護する強力なMAC阻害因子であるCD59を標的としており、免疫学および補体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD59 mAb
別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	966
遺伝子ID	966
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD59 (NP_000602.1) のアミノ酸26～101番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P13987
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	氷袋梱包