


ウサギ抗ヒトCD59モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13987

商品番号: CM0011638



前書き

ヒトCD59（プロテクチン）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。組換え免疫によりロット間の一貫性を確保しています。フローサイトメトリーでの性能が検証済みです。補体研究やin vitro診断薬開発に適しており、ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトCD59 mAb
別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	966
GeneID	966
免疫原	ヒトCD59 (NP_000602.1) のアミノ酸26～101番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13987
タンパク質分子量	14kDa
輸送方法	保冷剤