


ウサギ抗ヒトCd59モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13987

商品番号: CM0008666



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ヒトCD59（プロテクチン）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。分子量約14

kDaのGPIアンカー型タンパク質を検出し、補体研究および免疫腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD59 mAb
別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	966
遺伝子ID	966
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	P13987
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤