


ウサギ抗ヒト CD6 Mab (Fc用) - P30203

商品番号: CM0010733



前書き

ウサギ抗ヒト CD6

モノクローナル抗体は、フローサイトメトリーにおいてヒト

CD6/TP12/TP120を特異的に検出します。T細胞の活性化、免疫シナプス形成、炎症反応の研究に有用であり、58〜71 kDaのアイソフォームをカバーします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD6 mAb
備考/別名	CD6; TP120; CD6分子
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	923
遺伝子ID	923
免疫原	ヒトCD6 (NP_006716.3) のアミノ酸18〜364に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P30203
タンパク質分子量	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
配送	保冷バッグ