

Rabbit Anti-Human Cd6 Monoclonal Antibody For Fc - P30203

商品番号: CM0005727



前書き

Rabbit anti-Human CD6 Monoclonal Antibody for FC. T細胞分化抗原CD6を標的とし、T細胞活性化および細菌パターン認識に関与します。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD6 mAb
備考/エイリアス	CD6; TP120; CD6 molecule
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	923
遺伝子ID	923
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD6 (NP_006716.3) のアミノ酸18-364に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P30203
タンパク質分子量	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
配送	氷袋