


フローサイトメトリー（Fc）用 ウサギ抗ヒトCD6モノクローナル抗体 - P30203

商品番号: CM0011008



前書き

ヒトCD6（T12/TP120）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）に適しており、T細胞接着および免疫調節タンパク質であるCD6の細胞外ドメインを認識します。ヒトCD6と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD6 mAb
備考／別名	CD6; TP120; CD6分子
種	ヒト
GeneID（ヒト）	923
GeneID	923
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD6（NP_006716.3）のアミノ酸18～364に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P30203
タンパク質分子量	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
輸送	保冷バッグ