

ウサギ抗ヒトCD61 モノクローナル抗体（Fc用） - P05106

商品番号: CM0009246



前書き

ヒトCD61（インテグリン β -3、GPIIIa）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。ヒト検体における血小板機能、細胞接着、インテグリンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD61 mAb
備考/別名	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
種	ヒト
GeneID (Human)	3690
GeneID	3690
免疫原	ヒトCD61（NP_000203.2）のアミノ酸21-718に対応する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05106
発送	保冷剤（アイスバッグ）