

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCD61モノクローナル抗体 - P05106

商品番号: CM0012101



前書き

ヒトCD61（インテグリンβ3、GPIIIa）に特異的な共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証済みで、血小板生物学、細胞接着、ウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD61 mAb
別名	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3690
遺伝子ID	3690
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD61 (NP_000203.2) のアミノ酸21〜718番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P05106
配送	保冷剤