

ウサギ抗ヒト CD61 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05106

商品番号: CM0008331



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD61（インテグリン β 3/GPIIIa）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。FC（フローサイトメトリー）で検証済みであり、血小板凝集、インテグリンシグナル伝達、および細胞接着の研究を可能にします。ヒトサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD61 mAb
備考/別名	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3690
GeneID	3690
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD61 (NP_000203.2) のアミノ酸21-718に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05106
配送	アイスパック