

Rabbit Anti-Human Cd62E/E-Selectin Monoclonal Antibody For Fc - P16581

商品番号: CM0008360



前書き

ヒトE-セレクチン（CD62E）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み、ヒトと特異的に反応します。免疫原：アミノ酸22 - 230をカバーする組換えタンパク質。白血球接着および内皮生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Human CD62E/E-Selectin mAb
備考/別名	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin
種	ヒト
遺伝子ID	6401 (ヒト)
免疫原	ヒトCD62E/E-Selectin (NP_000441.2) のアミノ酸22-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16581
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋