

ウサギ抗ヒトCD62E/E-

セレクトインモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P16581

商品番号: CM0010470



前書き

フローサイトメトリー用の高品質な標識ウサギ抗ヒトCD62E/E-セレクトインモノクローナル抗体。ヒトE-セレクトイン細胞外ドメイン（aa 22-230）を認識します。免疫接着および内皮研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD62E/E-セレクトインmAb
備考／別名	SELE ; CD62E ; ELAM ; ELAM1 ; ESEL ; LECAM2 ; E-セレクトイン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6401
GeneID	6401
免疫原	ヒトCD62E/E-セレクトインのアミノ酸22-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_000441.2）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16581
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ