

## ウサギ抗ヒトCD62E/E-セレクチン

## モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P16581

商品番号: CM0004354



## 前書き

で標識された、ヒトE-セレクチン(CD62E)に対するウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計され、ヒト検体で検証済みです。細胞接着および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒトCD62E/E-セレクチン mAb                                                 |
| 別名          | SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin                      |
| 対象種         | ヒト                                                                      |
| GeneID (ヒト) | 6401                                                                    |
| GeneID      | 6401                                                                    |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 / ヒトCD62E/E-セレクチン(NP_000441.2)のアミノ酸22～230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                               |
| 用途          | FC（フローサイトメトリー）                                                          |
| 交差反応性       | ヒト                                                                      |
| SWISS       | P16581                                                                  |
| タンパク質分子量    | 66kDa                                                                   |
| 発送方法        | 保冷剤                                                                     |