

ウサギ抗ヒト CD62L/L-セレクチン

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P14151

商品番号: CM0010801



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD62L/L-セレクチンを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトとの交差反応性が確認されており、免疫学研究中のリンパ球ホーミング、白血球のローリング、および細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD62L/L-セレクチン mAb
備考/別名	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6402
免疫原	ヒト CD62L/L-セレクチン (NP_000646.3) のアミノ酸39-332に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14151
タンパク質分子量	42kDa/43kDa
配送	アイスバッグ