

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD62P/P-セレクチン モノクローナル抗体 - P16109

商品番号: CM0012489



前書き

ヒト P-セレクチン（CD62P）を標的とするフローサイトメトリー用結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルでバリデーション済みで、活性化血小板および内皮細胞を特異的に検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD62P/P-セレクチン mAb
備考／別名	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6403
GeneID	6403
免疫原	ヒト CD62P/P-セレクチン（NP_002996.2）のアミノ酸 42～771 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16109
タンパク質分子量	91kDa
輸送条件	保冷剤