


Rabbit Anti-Human Cd63 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P08962

商品番号: CM0010545



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトCD63（SWISS P08962）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。テトラスパニン介在性シグナル伝達、リソソーム輸送、およびメラノーマの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD63 mAb
備考/別名	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
種	ヒト
GeneID (ヒト)	967
GeneID	967
免疫原	ヒトCD63（NP_001771.1）のアミノ酸1-238に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08962
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋