

ウサギ抗ヒトCd66A/Ceacam1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13688

商品番号: CM0009670



前書き

で標識された、ヒトCD66a/CEACAM1を標的とするウサギモノクローナル抗体。免疫調節、血管新生、細胞シグナル伝達に関与する58kDaの細胞接着分子のフローサイトメトリー解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD66a/CEACAM1 mAb
備考/別名	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; 癌胎児性抗原関連細胞接着分子1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	634
GeneID	634
免疫原	ヒトCD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) のアミノ酸35-428に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P13688
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ