

Rabbit Anti-Human Cd66A/Ceacam1 Monoclonal Antibody For Fc - P13688

商品番号: CM0005055



前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗ヒトCEACAM1モノクローナル抗体。ヒトCEACAM1（SWISS: P13688、免疫チェックポイント分子、接着分子、およびCEAファミリーのメンバー）を認識します。T細胞、NK細胞、上皮細胞の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
備考/別名	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	634
GeneID	634
免疫原	ヒトCD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) のアミノ酸35-428に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13688
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋