

ウサギ抗ヒト CD66a/Ceacam1 モノクローナル抗体（Fc用） - P13688

商品番号: CM0004499



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒト CD66a/CEACAM1用）。フローサイトメトリー（FC）で検証済み、ヒトに反応。組換えタンパク質免疫原、標的分子量 58

kDa。免疫調節、血管新生、および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD66a/CEACAM1 mAb
備考/別名	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	634
免疫原	ヒト CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) のアミノ酸 35-428 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13688
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ