


ウサギ抗ヒトCD66Bモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P31997

商品番号: CM0011004



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ヒトCD66b（CEACAM8、CD67、CGM6）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒト試料と交差反応し、好中球の細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD66b mAb
別名	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1088
遺伝子ID	1088
免疫原	ヒトCD66b（NP_001807.2）のアミノ酸35～319番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P31997
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋