


ウサギ抗ヒト CD66B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P31997

商品番号: CM0012177



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒト CD66b [CEACAM8, CD67, CGM6]

用）。フローサイトメトリーに適しています。細胞接着研究、特に好中球の異種接着相互作用の研究に使用されます。組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD66b mAb
備考/別名	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1088
GeneID	1088
免疫原	ヒト CD66b (NP_001807.2) のアミノ酸 35-319 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P31997
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスパック