


Rabbit Anti-Human Cd66B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P31997

商品番号: CM0011192



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD66b (CEACAM8) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。活性化好中球に発現するヒトCD66bに特異的です。免疫表現型解析および細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD66b mAb
備考/別名	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1088
GeneID	1088
免疫原	ヒトCD66b (NP_001807.2) のアミノ酸35-319に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P31997
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ