

ウサギ抗ヒトCd68モノクローナル抗体 - P34810

商品番号: CM0005409

前書き

細胞内フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒトCD68モノクローナル抗体。ヒトCD68（GP110、LAMP4）特異的。マクロファージおよび腫瘍細胞の播種研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD68モノクローナル抗体
備考/別名	GP110; LAMP4; SCARD1
種特異性	ヒト
GeneID	968
免疫原	ヒトCD68（NP_001242.2）のアミノ酸22-319に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37kDa
輸送条件	保冷バッグ