

Rabbit Anti-Human Cd68 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P34810

商品番号: CM0004631

前書き

細胞内フローサイトメトリー用に検証された、ヒトCD68（マクロシアリン）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。マクロファージの生物学および腫瘍細胞の接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD68 mAb
備考/別名	GP110; LAMP4; SCARD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	968
遺伝子ID	968
免疫原	ヒトCD68 (NP_001242.2) のアミノ酸22-319に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37 kDa
配送	氷袋