

ウサギ抗ヒト CD68 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用、細胞内） - P34810

商品番号: CM0004154

前書き

ヒト CD68（マクロシアリン）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーについて検証済みです。ヒトサンプル中の単球およびマクロファージの同定に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト CD68 mAb
備考/別名	GP110; LAMP4; SCARD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	968
GeneID	968
免疫原	ヒト CD68 (NP_001242.2) のアミノ酸 22-319 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスパッグ