

ウサギ抗ヒトCD7モノクローナル抗体 - P09564

商品番号: CM0009750

前書き

で標識された、ヒトCD7に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞およびNK細胞の共刺激、サイトカイン産生、免疫細胞プロファイリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD7モノクローナル抗体
備考/別名	GP40, TP4I, Tp40, LEU-9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	924
遺伝子ID	924
免疫原	ヒトCD7 (NP_006128.1) のアミノ酸26-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷剤