

ウサギ抗ヒトCD7モノクローナル抗体（Fc用） - P09564

商品番号: CM0011553

前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD7（GP40、TP41）を検出する結合ウサギモノクローナル抗体。CD7はT細胞およびNK細胞に発現する共刺激性膜貫通糖タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD7 mAb
備考／別名	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	924
遺伝子ID	924
免疫原	ヒトCD7（NP_006128.1）のアミノ酸26～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質重量	25kDa
配送	保冷バッグ