

Fc用 ウサギ抗ヒトCd7モノクローナル抗体 - P09564

商品番号: CM0005222

前書き

ヒトCD7に特異的な結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。アミノ酸26～180番内のエピトープを認識します。T細胞およびNK細胞の免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD7 mAb
備考/別名	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	924
遺伝子ID	924
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD7（NP_006128.1）のアミノ酸26～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷剤