

フローサイトメトリー用 標識ウサギ抗ヒトCD7 モノクローナル抗体 - P09564

商品番号: CM0008669

前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD7に対する標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞抗原CD7 (GP40/LEU-9)を認識。T細胞およびNK細胞の免疫表現型解析に適しています。UniProt P09564。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD7 mAb
備考/別名	CD7; GP40; LEU-9; TP41; Tp40; CD7分子
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	924
遺伝子ID	924
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ