


ウサギ抗ヒトCD70 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P32970

商品番号: CM0011933



前書き

ヒトCD70（CD27L/TNFSF7）に対する標識ウサギモノクローナル抗体（クローン）で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。組換え免疫原を使用しており、T細胞・B細胞相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトCD70 mAb
別名	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	970
GeneID	970
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD70（P32970）のアミノ酸39～193番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P32970
タンパク質分子量	21kDa/23kDa
発送	氷袋