


ウサギ抗ヒト CD70 モノクローナル抗体（フロウサイトメトリー用） - P32970

商品番号: CM0011864



前書き

フロウサイトメトリー用に検証されたウサギ抗ヒト CD70

モノクローナル抗体。T細胞活性化リガンドであるCD 70（CD27L/TNFSF7）を認識し、ヒト反応性を示します。免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD70 mAb
備考/別名	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	970
GeneID	970
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32970
タンパク質分子量	21kDa/23kDa
配送	アイスバッグ