


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD71 モノクローナル抗体 - P02786

商品番号: CM0009738



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD71（トランスフェリン受容体1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。約85kDaのヒトCD71を認識。鉄取り込み、受容体トラフィッキング、ウイルス侵入機構に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒト CD71 モノクローナル抗体
備考/別名	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7037
遺伝子ID	7037
免疫原	ヒトCD71 (NP_003225.2) のアミノ酸100-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P02786
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ