

ウサギ抗ヒトCD72 モノクローナル抗体（Fc用） - P21854

商品番号: CM0012140

前書き

ヒトCD72（Lyb-2）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。直接標識されたこの抗体は二次試薬を不要とし、リンパ球サブセット解析のための多重カラーパネル設計を効率化します。B細胞研究および免疫表現型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD72 mAb
備考/別名	CD72; CD72b; LYB2; CD72 molecule
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	971
GeneID	971
免疫原	ヒトCD72（NP_001773.1）のアミノ酸117-359番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21854
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤