

ウサギ抗ヒト CD72 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21854

商品番号: CM0005243

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒト CD72（B細胞分化抗原）を標的とする 結合ウサギモノクローナル抗体。BCRシグナル伝達、制御性 B/T 細胞相互作用、および B 細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD72 mAb
備考/別名	CD72; CD72b; LYB2; CD72分子
種	ヒト
GeneID (ヒト)	971
GeneID	971
免疫原	ヒト CD72 (NP_001773.1) のアミノ酸 117-359 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21854
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ